

Typifix-Extractor

Auftraggeber: **Agrobiogen GmbH**

Aufgabe: **Entwicklung eines Gerätes** für das Überführen von Tier-Gewebeproben aus Typifix-Ohrmarken[®] in eine 96 Well DWP

Arbeiten:

- Konzeptentwicklung
- Konstruktion
- Entwicklung der Steuerung mit Sensorik und Software
- Prototypenbau
- Aufbau und Inbetriebnahme beim Kunden
- Technischer Service

Kurzbeschreibung:

- Ohrmarken mit Gewebeproben werden mit einem Magazin in das Gerät eingelegt
- Gerät liest den Barcode der Probenbehälter
- Ohrmarken werden automatisch aufgebrochen
- Gewebeproben werden in DWP übertragen
- Barcode und DWP-Position werden exportiert

