

biostation χ -One – Freude am Pipettieren

**Die ideale Verbindung von Komfort
und Wirtschaftlichkeit!**



Eine neue Generation von Liquid Handling Systemen bietet eine kostengünstige Automatisierung für Ihr Labor, auch wenn Sie keine Hochdurchsätze verarbeiten.

Extrem kurze Vorbereitungszeiten, ein flexibles Protokoll-Design sowie die hohe Präzision der Pipettierung machen die **biostation χ -One** zum idealen Helfer in einem Multi-Anwender und Multi-Applikations Labor. Die offene Struktur und intuitive *Lirix Software* ermöglichen Assay-Modifikationen innerhalb weniger Minuten.

Setzen Sie die **biostation χ -One** morgens für Ihren real time PCR Ansatz ein, anschließend zur Vorbereitung Ihrer Sequenzreaktionen und über Nacht für die Replizierung Ihrer 384 well Platten!

Wir bieten ein komplettes System zu einem unglaublich fairen Preis. Jedes Gerät wird individuell auf Ihre speziellen Bedürfnisse hinsichtlich Applikation und Durchsatz zugeschnitten.

Sie kaufen jetzt nur diejenigen Module, die Sie wirklich brauchen! Das System wächst mit Ihren Anforderungen.



Die Erfolgsfaktoren der biostation χ -One:

- ▶ Flexibles Liquid Handling mit **1 bis 4 Pipettierkanälen** für **waschbare Stahl-nadeln** oder **Einweg-Pipettenspitzen**. Integrierte Präzisionspumpen garantieren verlässliche Ergebnisse im Volumenbereich von **1 μ l bis 1000 μ l**.
- ▶ Eine innovative **Liquid Level Detection** erlaubt den Einsatz **transparenter Einweg-Pipettenspitzen**. Sie behalten die visuelle Kontrolle des Pipettiervorgangs.
- ▶ Wir bieten zusätzliche »Plug and Play«-Module, u.a. einen **Plate Handler**, einen mobilen **Barcode Scanner**, einen **Plate-Shaker** oder **gekühlte Positionen**.
- ▶ Das kompakte Gerät ist in drei Größen erhältlich und spart durch den integrierten PC wertvollen Platz auf Ihrer Laborbank.
- ▶ Die intuitive *Lirix Software* garantiert einen einfachen und schnellen Einstieg in das System. **Vordefinierte »Actions«** können zur Automatisierung von hoch komplexen Protokollen miteinander kombiniert werden.



Wenn Sie weitere Informationen über unsere Gerätereihe **biostation χ -One** benötigen, rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns einfach per e-mail! Unsere Produktspezialisten freuen sich, gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre individuellen Applikationen zu erarbeiten.

Besuchen Sie uns auch im Internet.